

取扱説明書
保証書付
MCE-3430

音波美顔器
ウール アイソニア
isonia

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

警告 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けが等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止 禁止(してはいけないこと)を示します。

強制 強制(必ずすること)を示します。

警告

分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造は行わない。
- ※思わぬけがや製品の故障に繋がる恐れがあります。

禁止

- 子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。
- ※火傷や感電、思わぬけがの原因となります。
- 下記の様な方は絶対に本製品を使用しない。
 - ペースメーカー等の体内埋込型医療用電気機器を使用されている方
 - 人工心肺等の生命維持用医療用電子機器を使用されている方
 - 心電計等の装着形の医療用電子機器を使用されている方
 - 病中、病後、療養中の方
 - お子様
 - 心臓の弱い方
 - 疲労が激しい方
 - 血圧が正常値でない方
 - 金属アレルギーのある方
 - 薬を服用中の方
 - 生理期間・妊娠中の方
 - 美容外科手術等で顔に金属やシリコンを埋め込んでいる方

注意

- 本製品を本来の使用目的以外には使用しない。
- 乳幼児の手の届く場所に保管しない。
- 乾電池の代用として充電式の電池を使用しない。
- ※思わぬけがや製品の故障の原因となります。
- 新しい電池と古い電池・種類の違う電池等の併用はしない。
- ※思わぬけがや製品の故障の原因となります。
- 破損したら使用しない。
- 傷がある肌には使用しない。
- 同じ箇所にあって続けたい。

強制

- 肌に合わない場合、肌に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止する。
- お手入れの前に、必ず本体から電池を抜く。
- 長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管する。
- 使用時間の目安を守る。1日の使用時間の目安は約5~10分です。また使用頻度の目安は1週間に2~3回です。過度なご使用は肌の負担となり、肌を痛める原因となります。

ぬれ手禁止

- 濡れた手で電池の交換はしない。
- ※感電や製品の故障の原因となります。

水ぬれ禁止

- 本体を水につけたり、水をかけたりしない。
- ※感電や製品の故障の原因となります。

使用上のご注意

内容を守らないと製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化に繋がる注意事項、又その他の注意を示します。

- 市販の化粧水・美容液をご使用下さい。
- 推奨(イオン導入を行う場合)：全ての化粧水・美容液でご使用いただけますが、水溶性のビタミンC誘導体を含んだ化粧水・美容液をご使用頂くと、イオン導入をより効果的に行うことができます。
- 効果には個人差があります。
- 高温になる所、湿気が多い所、直射日光の当たる所への保管・放置はおやめ下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤の使用はおやめ下さい。
- 本製品は一般家庭用です。業務用のご使用はおやめ下さい。

各部名称

2 - クレンジングモード
● - 一切(OFF)
1 - 浸透モード

プレートとポイントについて

■ プレートを使用する
顔全体や、首・デコルテ等

■ ポイントを使用する
目の周り、ほうれい線、小鼻等

※ 電源スイッチを「1」又は「2」にすると、ポイント・プレートのどちらもご使用いただけます。

電池のセット

※ 必ず電源スイッチが・(OFF)になっていることを確認してから、電池をセットして下さい。

- ① 電池ボックスのフタを開け、新しい単4形アルカリ乾電池2本(別売)を正しい向きにセットします。
- ② フタをもとに戻します。

ご使用前に

- ご使用前に必ず洗顔をして皮膚の汚れを落として下さい。
- 化粧は、クレンジングをして、落として下さい。

使用方法

本製品には2種類のモードがあります。

1：浸透モード(マイナス電流)
化粧水や美容液を肌へ浸透させるモードです。

2：クレンジングモード(プラス電流)
クレンジング後の肌に残った汚れを落とすモードです。

各モードの使用方法をよくお読みになり、ご使用下さい。

1：浸透モード

- ① 洗顔後、お手持ちの化粧水・美容液で肌を整えます。
※使用する化粧水・美容液については、【化粧水・美容液について】をご参照下さい。
- ② 電源スイッチを「1」にします。⇨パイロットランプが点灯します。
- ③ グリッププレートを握るように本体をしっかりと持ち、顔全体にゆっくりと優しく円を描くようにあてます。1日の使用時間の目安は約5~10分です。

※使用時間の目安はお守り下さい。1日の使用時間の目安は約5~10分間です。また、使用頻度の目安は1週間に2~3回です。過度なご使用は、肌の負担となり、肌を痛める原因となりますのでご注意ください。

④ 電源スイッチを・(OFF)にし、終了します。

【化粧水・美容液について】

- 市販の化粧水・美容液をご使用下さい。
- 推奨(イオン導入を行う場合)：全ての化粧水・美容液でご使用いただけますが、水溶性のビタミンC誘導体を含んだ化粧水・美容液をご使用頂くと、イオン導入をより効果的に行うことができます。※効果には個人差があります。

2：クレンジングモード

- ① 洗顔をし、化粧等を落とします。
- ② コットン又はバックシートに水道水又は精製水をしみ込ませ、使用する部位にのせます。
- ③ 電源スイッチを「2」にします。⇨パイロットランプが点灯します。
- ④ グリッププレートを握るように本体をしっかりと持ち、コットン又はバックシートの上から、顔全体にゆっくりと優しく円を描くようにあてます。1日の使用時間の目安は約5~10分です。

※使用時間の目安はお守り下さい。1日の使用時間の目安は約5~10分間です。また、使用頻度の目安は1週間に2~3回です。過度なご使用は、肌の負担となり、肌を痛める原因となりますのでご注意ください。

⑤ 電源スイッチを・(OFF)にし、終了します。

お手入れ方法

※ 本体を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。感電・製品の故障の原因となります。

※ お手入れの前に、必ず本体から電池を抜いて下さい。

- プレート・ポイント・グリッププレートは、コットンにアルコールを少し含ませて拭いて下さい。
- プレート・ポイント・グリッププレート以外は、乾いた柔らかい布などで拭いて下さい。

仕様

寸法	約W3.5×D4×H15.5cm	重量	約70g
材質	ABS ニッケル 鉄	使用時間	1回約5~10分間
電源方式	乾電池式：単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)		

